

## 動物用内視鏡処置具





多彩なラインナップにより どんな診断にも対応できます。

ディスポーザブル生検鉗子	外径 (mm)	有効長 (mm)	針	カバー	適合鉗子口径 (mm)
SNBF03-11023180	2.3	1800	_	0	2.8
SNBF03-11023230	2.3	2300	_	$\circ$	2.8
SNBF12-11018180	1.8	1800	_	$\circ$	2.0
SNBF13-11023230	2.3	2300	_	$\circ$	2.8
SNBF03-11123180	2.3	1800	0	$\circ$	2.8
SNBF13-11123230	2.3	2300	0	$\circ$	2.8
SNBF01-11118120	1.8	1200	0	_	2.0
SNBF02-11018180	1.8	1800	_	$\circ$	2.0

ディスポーザブル把持鉗子	外径 (mm)	有効長 (mm)	ツメ形状	カバー	適合鉗子口径 (mm)
SNGF03-11023180	2.3	1800	V 字型	0	2.8
SNGF03-11023230	2.3	2300	V 字型	$\circ$	2.8
SNGF13-11023180	2.3	1800	鰐口型	$\circ$	2.8
SNGF13-11023230	2.3	2300	鰐口型	$\bigcirc$	2.8
SNGF33 -11023100	2.3	1000	V字鰐口型	$\circ$	2.8
SNGF33-11023120	2.3	1200	V字鰐口型	$\circ$	2.8
SNGF33-11023160	2.3	1600	V字鰐口型	$\circ$	2.8
SNGF33-11023180	2.3	1800	V字鰐口型	$\circ$	2.8
SNGF33-11023230	2.3	2300	V字鰐口型	$\circ$	2.8

動物用高度管理医療機器等販売·賃貸業:第 K-84 号

第二種動物用高度管理医療機器製造販売業:20 製販療Ⅱ第78号

動物用医療機器製造業: 25 製販療第 406 号動物用医療機器修理業: 26 修理第 1049 号

記載内容は断りなく変更することがありますのでご了承ください。



## Shoei Japan Co.,Ltd. 湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-19-28青葉グランドビル5F

Tel. 06-6627-1611 Fax. 06-6627-1612

http://www.shoeijapan.co.jp