



Veterinary B Mode Ultrasound Scanner



獣医師 獣医師



New



獣医師に便利なプロ仕様のソフトウェア
コンベックス直腸プローブ(特許)
Bモード・Aモード脂肪計測機能標準装備
スマートフォン、タブレットにリアルタイム転送



L 64
直陽リニア

(6.5 ~ 9.0KHz レクトルリニア)



R60R
直陽コンベックス

(4.0 ~ 5.0KHz レクトルコンベックス)



L160
バックファット

(2.0 ~ 5.0KHz 背筋用リニア)



R60
コンベックス

(2.0 ~ 5.0KHz コンベックス)



R15
マイクロコンベックス

(5.0 ~ 9.0KHz マイクロコンベックス)



L40 リニア
(6.5 ~ 9.5KHz リニア)

エルゴノミクスデザイン

獣医師が最も使うBモード超音波と脂肪計測機能の両方が使える
6種の操作画面背景を状況に応じて選べる

フィールドでの使用例



獣医師に便利なプロ仕様のソフトウェア

Aモード超音波で正確な脂肪率を測定

TV/VGA/Freeze の3機能を簡単に操作

10本のグリッド線で素早く計測でき診断の効率アップ

5.8GHz RFID 接続で外部のワイヤレスモニタにリアルタイムで投影

情報共有や遠隔診断が容易

OB レコード：診断結果を詳細に記録

診断リスト：大量の診断結果を記録し管理しやすい



スマートフォン・タブレット端末にワイヤレスで
データ（画像・記録）を送信
同時に別モニタで視認可能



日除け付の作業バッグとリストグローブ付き



防水・防塵



5.7インチLCDスクリーン



大容量バッテリー・6時間使用OK



Full digital imaging technology



走査方式	電子走査
表示モード	Bモード・B/Bモード・B/Mモード・Mモード・Aモード
表示モニター	5.7インチ(画面上に操作部分表示がなく、7インチと同等)
計測機能	距離、周囲、面積、容積、勾配、心拍数、周期
外形寸法	158(W)×157(H)×65.7(D)mm
重量	1.1Kg
電源	ACアダプター使用時 100-240V 内部バッテリー 7.4V 5000mA
データ保存数	最大 420
プローブ	6種

Configuration

本体	1台	6.5MHz 経直腸リニアプローブ	1本
ACアダプター	1台	プラスチックシールボックス	1本
バッテリー	1本	ソフトレザーバッグ	1個
シャッター・リリース	1本	ストラップ	2本



EN 130 13405-2012
NO. 140036SJ

Shoei Japan Co., Ltd. 湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和町2-19-28
Tel. 06-6627-1611
Fax. 06-6627-1612

<http://www.shoeijapan.co.jp>

動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業：第K-87号
第二種動物用高度管理医療機器等製造販売業：25製販第178号
動物用医療機器製造業許可：25製販第406号
動物用医療機器修理業許可：26修理第1049号

V 1 プローブ

写真	型番	プローブの種類	使用対象	体触部寸法	外径寸法
		周波数域	*動物によって変わる	(単位mm)	(単位mm)
	R60	コンベックス 2.0~5.0MHz	腹部周辺、臓器、胎児	70 (W) X25 (H)	77 (W) X27 (H) X107 (D)
	R15	マイクロ コンベックス 5.0~9.0MHz	腹部、心臓、臓器、	30 (W) X8 (H)	35 (W) X 20 (H)
	L40	リニア 6.5~9.5MHz	血管、甲状腺、 体表近くの臓器	58 (W) X25 (H)	60 (W) X27 (H) 97 (D)
	R60R	レクタル コンベックス4.0 ~5.0MHz	前立腺、膀胱 経膣、直腸、子宮	12 (W) X70 (D)	20 (W) X27 (H) X110 (D)
	L64	レクタルリニア 6.5~9.0MHz	前立腺、膀胱 経膣、直腸、子宮	12 (W) X120 (D)	20 (W) X23 (H) X125 (D)
	L160	バックファット 2.0~5.0MHz	腰筋	170 (W) X17 (D)	175 (W) X20 (H) X100 (D)