

### サンプル流失防止機能付きポリートラップ



- ・蓋の上からも検体を確認できる構造です。
- ・ユニットは其々4個の独立したチャンバーになっています。
- ・生検採取を目的に吸引した検体を流さない構造のサンプル採取容器です。
- ・内視鏡と吸引装置の間にトラップを接続するだけで簡単にご使用頂けるサンプル回収システムです。

### 独立した検体回収チャンバー

検体確認が容易なナンバー表示



独立したチャンバーは、検査による排水との接触を低減または回避し、面倒な回収作業から解放されます。



素材は透明なポリカーボネード製ボディで採取した組織の視認も容易に行えます。



検体採取容器は、大腸内視鏡と吸引装置との間に、インラインで簡単に取付けられるように設計されており、回収した内視鏡排水からポリプを取り出す必要がありません。取り外し可能な4個のチャンバーは、内視鏡チャンネルを介して採取されるポリプを収集し、大きくてみやすい番号付きチャンバーにより、各ポリプを正確に識別でき、クリアなボディ構造により、暗い内視鏡検査室でポリプを視覚的に検証できます。

- ・流し防止機能付きトラップ
- ・衛生的な個別包装で単回使用
- ・視認性のよいクリアな素材
- ・装着が簡単



JANコード	4589537940714
型番	SBP-50-S
入数	10個/箱

【製造販売業者】

**Shoei Japan Co., Ltd.**

湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011  
大阪市阿倍野区昭和町2-19-28

Tel. 06-6627-1611

Fax. 06-6627-1612

<http://www.shoeijapan.co.jp>

【販売業者】



Shoei Japan